



ONAC ACREDITA A:

SYNLAB COLOMBIA SAS

NIT. 800.087.565-5

Carrera 14 No. 101 – 73 Bogotá, D.C, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO 15189:2022

Laboratorios Clínicos: Requisitos generales para la calidad y competencia

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-LCL-007

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2026-07-23

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2029-07-22

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

SYNLAB COLOMBIA SAS
25-LCL-007
ACREDITACIÓN ISO 15189:2022
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 19A #44-25, piso 2. Ciudad del Río, Medellín, Antioquia, Colombia.					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L22	CL4	17 Hidroxiprogesterona Neonatal	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	1,21 nmol /L a 378,39 nmol /L	PRO-LAC-568,2026, Versión 3
L22	CL2	Biotinidasa Actividad Neonatal	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	13 U/L a 400 U/L	PRO-LAC-569 Versión 2
L22	CL2	Fenilalanina Cuantitativa Neonatal	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	0,5 mg/dL a 15 mg/dL	PRO-LAC-570, 2026, Versión 2
L22	CL2	Galactosa Neonatal	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	1,7 mg/dL a 67,3 mg/dL	PRO-LAC-571,2026, Versión 2
L22	CL4	Tiroestimulante Hormona Neonatal-Tsh	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón y sangre de cordón umbilical)	0,9 mUI/L a 80 mUI/L μUI/ml	PRO-LAC-573, 2026, Versión 2
L22	CL4	Tripsina Inmunoreactiva (Tir) Neonatal	Fluorometría	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	1,18 ng/mL a 450 ng/mL 1,18 μg/L a 450 μg/L	PRO-LAC-572, 2026, Versión 2
L22	CL6	Hemoglobina Neonatal	Electroforesis capilar	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	Presencia - Ausencia 0% a 100%: Hb F, Hb A, Hb S, Hb C, Hb E, Hb D y Hb Bart	PRO-LAC-567, 2026, Versión 3

SITIOS DE TOMA DE MUESTRA	Calle 19 A # 44-25 Piso 2 Sede Ciudad del Río Medellín, Antioquia, Colombia
---------------------------	---